


Papel Crepado

Precortado grado médico

Marca: Dinacare.
Fabricante: Anqing Baojie Packaging Co; Ltd.
País de origen: China.
Referencia: PC302024



Cumple con las siguientes normas:



- ISO 11607-1:2019/Enmienda1:2023
- UNE-EN 868-2:2017.
- Norma de la Directiva Europea 92/62 EC.
- ISO 11140-1:2015
- ISO 13485.



La gama de productos presentan, entre sus principales características, el ser un papel grado médico; es decir, ser una verdadera barrera bacteriana ya que cuenta con la porosidad controlada.

Se puede utilizar en procesos por Vapor o Gas OE.

- Longitud total a solicitud del cliente.
- Ancho 30 cms.
- Precortado cada 30 cms.
- pH Neutro.
- Papel confeccionado con celulosa pura.
- Peso: A solicitud del cliente.



www.dinamed.org