

# Mascarilla quirúrgica descartable.

- Está fabricado en tela no tejida, 100% polipropileno
- Color celeste.
- Está conformado de tres capas.
- Resistente al paso de fluidos 100% polipropileno
- No obstaculiza la respiración.
- Es suave, liviana y con el calor del aire expirado no desprende pelusa.
- BFE:  $\geq 98\%$  tipo IIR.
- Indica el AQL.
- Libre de Carbonato de Calcio.



Referencia: MASK-25



Taizhou Yonghong Surgical Dressing Co., Ltd.

Marca: DINACARE

Pais de origen: China

<https://www.dinamed.org/>

