

Papel Crepado

Precortado grado médico, color blanco.

Marca: Dinacare.
Fabricante: Anqing
Kangmingna Packaging
Co. Ltd.
País de origen: China.
Referencia: DNC25




Cumple con las siguientes normas:

- ISO 11607-1:2019/Enmienda1:2023
- UNE-EN 868-2:2017.
- Norma de la Directiva Europea 92/62 EC.
- ISO 11140-1:2020
- ISO 13485.



La gama de productos ofrecen, dentro de sus principales características, ser un papel grado médico; es decir, presenta una verdadera barrera bacteriana, gracias a que cuenta con porosidad controlada. Se puede utilizar en procesos por vapor o gas OE.

- Longitud total a solicitud del cliente.
- Ancho 75 cms.
- Precortado cada 75 cms.
- pH Neutro.
- Papel confeccionado con celulosa pura.
- Peso e impresos: A solicitud del cliente.



www.dinamed.org

