

Banda de plástico.

**Calidad médica y seguridad en la
identificación hospitalaria**



Fabricado por: Baobiwanxiang Technologies Co., Ltd.

Banda de plástico para Identificación de Pacientes

Caja con 100 unidades.

Descripción

Banda de plástico grado médico, libre de látex, diseñada para la identificación segura de pacientes adultos en entornos hospitalarios, clínicas y centros médicos.

Ofrece alta resistencia, durabilidad y confort, siendo impermeable, hipoalergénica y resistente a solventes, alcoholes y humedad.

Su material de polipropileno médico asegura un producto aséptico, suave y libre de filos, ideal para uso prolongado.



Imagen con fines ilustrativos.

Usos:

Identificación de pacientes adultos en hospitales y clínicas.

Uso en procedimientos quirúrgicos, emergencias y hospitalización.

Ideal para entornos donde se requiere control de identificación estandarizado.

Dimensiones:

Longitud: 29 +/- 2 cm

Referencia: BP-1001-BL

Marca: Dinacare

Fabricante: Baobiwanxiang Technologies Co., Limited

País de origen: China

El producto cumple con todos los estándares de fabricación establecidos por ISO 9001, ISO 10993-10:2021 y USP CAP 61-62.