



Venda de algodón y poliamida una sola pieza.

Venda de una sola pieza de tejido continuo, hipoalergénica, atóxica, suave al tacto y libre de látex. Fabricada en mezcla de algodón y poliamida, con ambas caras recubiertas para lograr cohesión longitudinal: se adhiere a sí misma, no a la piel, vello o ropa.

Posee bordes termofijados, estructura porosa y permeable al aire que favorece la oxigenación. Es moldeable, antideslizante, de alta extensibilidad y cómoda para el paciente, adecuada para vendajes de fijación anatómica. No se deshilacha y está libre de blanqueadores, colorantes, almidones y partículas extrañas.

Se presenta enrollada en un carrete resistente, con marca impresa en su parte interna y pestaña de inicio para fácil manipulación.

Dimensiones:

Ancho: 10 cm $\pm$ 0.5 cm

Longitud: 4 m (elongada)

Referencia: FIBR-2025

Marca: DINACARE

Fabricado en China por Jinhua Jingdi
Medical Supplies Co; LTD.

www.dinamed.org

